

# DORNIER MEDILAS H UROPULSE™

## УДОБСТВО В ПРАКТИКЕ ДРОБЛЕНИЯ КАМНЕЙ



# DORNIER MEDILAS H UROPULSE™

Один из самых маленьких и лёгких в своём классе, Dornier Medilas H UroPulse™, является компактным гольмиевым лазером, который легко можно располагать на тележке, стойке или на потолочных подвесах. Данная система мощностью в 20 Вт спроектирована для эффективной дезинтеграции камней и для операций на мягких тканях. Пользовательский интерфейс позволяет специалисту быстро выбирать параметры энергии и частоты, чтобы своевременно и точно установить необходимое значение из широкого спектра хирургических параметров.



## ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

- Обеспечивает быстрое и точное фрагментирование любого камня с использованием широкого спектра настроек энергии и частоты.
- От дробления до измельчения - настройки процедуры можно изменять для каждого отдельного клинического случая.
- Оптимальный режим работы лазера с использованием Dornier Flexfiber Collection – волокон разработанных для точности, которые позволяют достигать наивысшего уровня заботы о пациенте



## ЭРГОНОМИЧНОСТЬ:

- Уникальная беспроводная ножная педаль позволит забыть о повреждении кабелей и шнуров.
- Встроенный DVI-коннектор и цифровой интерфейс картинки в картинке позволяет Вам всегда видеть параметры лечения на эндоскопическом мониторе перед Вами.
- Четкое и понятное меню на цветном сенсорном мониторе позволяет практически исключить вероятность ошибок.



## УДОБСТВО:

- Выбор параметра процедуры всего одним нажатием клавиши педали, используя программируемые настройки, и быстрая установка значения параметра, которое больше всего подходит для данной клинической ситуации.
- Одна из самых маленьких систем в своём классе: компактный дизайн легко встроится в Вашу операционную и не займет много места.
- Использование имеющейся операционной мебели путем установки лазера на тележку, эндоскопическую стойку или на потолочные подвесы.
- Отсутствие периода прогрева системы: лазер можно использовать сразу после включения



**“Гольмиевый лазер Dornier идеально подходит для урологической операционной, и работа данного лазера весьма эргономична. Поскольку возможно следить за лазерным дисплеем на эндоскопическом мониторе, и имеется беспроводная ножная педаль, то сам лазер не должен находиться в поле зрения или в рабочей зоне хирурга”**

**Ассистент, профессор, доктор X-М. Фритше, Регенбургский Университет, Германия**

**DORNIER MEDILAS H UROPULSE™ РАЗРАБОТАН  
КОМПАНИЕЙ ДОРНЬЕ МЕДТЕХ –**

ИЗВЕСТНАЯ НОВАТОРСКИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ И РЕВОЛЮЦИОННЫМИ  
РЕШЕНИЯМИ В УРОЛОГИИ, ДОРНЬЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДУЩЕЙ  
КОМПАНИЕЙ В СВОЕЙ ОТРАСЛИ И МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ ВО  
ВСЕМ МИРЕ.

**Headquarters**

**Dornier MedTech GmbH**  
Argelsrieder Feld 7  
D-82234 Wessling  
Germany

**America**

**Dornier MedTech America, Inc.**  
1155 Roberts Boulevard N.W.  
Kennesaw, Georgia 30144  
Tel: 770-426-1315  
Fax: 770-514-6291  
Email: [info@dornier.com](mailto:info@dornier.com)

**Asia/Pacific**

**Dornier MedTech Asia Pte Ltd**  
6 Commonwealth Lane  
#02-01/02 GMTI Building  
Singapore 149547  
Tel.: +65-6572-6068  
Fax: +65-6572-6093  
Email: [infoasia@dornier.com](mailto:infoasia@dornier.com)

**Japan**

**Dornier MedTech Japan**  
Meguro Estate Building  
3-8-5 Kami-Ohsaki  
Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021  
Japan  
Tel.: +81-3-3280 3550  
Fax: +81-3-3280 3555  
Email: [info.japan@domedtech.co.jp](mailto:info.japan@domedtech.co.jp)

**Europe**

**Dornier MedTech Europe GmbH**  
Argelsrieder Feld 7  
D-82234 Wessling  
Germany  
Phone: +49-8153-888-625  
Fax: +49-8153-888-444  
Email: [infoeurope@dornier.com](mailto:infoeurope@dornier.com)

**Dornier MedTech Italia s.r.l.**  
Via Arrigo Cavaglieri N. 26  
00173 Rome  
Italy  
Phone: +39-06-72 35 289  
Fax: +39-06-72 35 302

**Dornier MedTech España, S.L.**  
Av. Alcalde Barnils, 64-68  
Módulo A - 1º 3ª  
08174 Sant Cugat del Vallés  
(Barcelona)  
Spain  
Phone: +34-93-203 9316  
Fax: +34-93-205 3814

**Dornier MedTech France SARL**

Ferme de St Paul  
1545 route d'Epagny  
F-74330 Sillingy  
France  
Phone: +33-450-22 18 94  
Fax: +33-450-24 24 63

**Dornier MedTech Europe GmbH**

Представительство в Москве  
Россия, 119049, Москва,  
ул. Мятная, 3, офис 21  
Тел: +7-495-739 51 32  
Факс: +7-495-739 51 33

[www.dornier.com](http://www.dornier.com)

**ДОСТУПНОСТЬ | ГИБКОСТЬ | ПРИЗНАНИЕ**



**Dornier MedTech**